

Ihc-P, Elisa용 항Atp4B (수소 칼륨 Atpase 베타) 토끼 단클론 항체 - P51164

품목 번호: CM0003296

소개

인간 ATP4B/칼륨 수송 ATPase 서브유닛 베타를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체. IHC-P와 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 위 양성자 펌프 및 이온 수송 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP4B 토끼 mAb
비고/별칭	수소 칼륨 ATPase 베타; ATP4B
종	인간
유전자ID (인간)	496
유전자ID	496
면역원	인간 ATP4B (P51164)의 아미노산 192-291 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51164
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩