

Wb 및 Elisa용 Anti-Atp4B 토끼 다클론 항체(위 H⁺/K⁺ Atpase B 소단위체) - P51164

품목 번호: CM0013852

소개

위 H⁺/K⁺ ATPase 베타 소단위체(33 kDa)인 ATP4B에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드에서 WB 및 ELISA를 통해 검증되었습니다. 위산 분비 및 벽세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP4B 토끼 pAb
비고/별칭	ATP6B; ATP4B
종	사람
GeneID (사람)	496
GeneID	496
면역원	사람 ATP4B(NP_000696.1)의 아미노산 62-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P51164
단백질 중량	33kDa
배송	아이스팩