


Wb, If/Icc, Elisa용 항Atp5A1 다클론 항체 - P25705

품목 번호: CM0029425



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 본 토끼 다클론 항체는 인간 ATP5A1(ATP 합성효소 F1 서브유닛 알파)을 표적으로 하며 쥐와 래트와 교차반응합니다. 미토콘드리아 연구 및 에너지 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP5A1 토끼 pAb
비고/별칭	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
종	인간
유전자 ID (인간)	498
유전자 ID	498
면역원	인간 ATP5A1(NP_004037.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25705
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백