


항-Atp5A1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa 용) - P25705

품목 번호: CM0002190



소개

ATP5A1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 ATP 합성효소 서브유닛 알파를 검출하며, 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP5A1 토끼 단일클론항체 (Rabbit mAb)
비고/별칭	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
종	인간
유전자 ID (인간)	498
유전자 ID	498
면역원	합성 펩타이드 인간 ATP5A1 (P25705)의 아미노산 200-300 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P25705
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩