


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp5C1 토끼 다클론 항체 - P36542

품목 번호: CM0013920



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증된 ATP5C1 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 복합체 V의 중심 축 구성요소인 인간, 마우스, 래트 ATP 합성효소 감마 서브유닛(P36542)을 검출하며 대사 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP5C1 토끼 pAb
비고/별칭	ATP5C; ATP5C1; ATP5CL1
종	인간
유전자 ID	509
면역원	인간 ATP5C1(NP_001001973.1)의 아미노산 26-298에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36542
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩