

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Atp5G1 단일클론 항체 - P05496

품목 번호: CM0006674



소개

미토콘드리아 ATP 합성효소 C1 소단위체인 인간 ATP5G1을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 교차 반응성을 보이며 WB, IF-P 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP5G1 토끼 mAb
비고/별칭	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
종	인간
GeneID (인간)	516
GeneID	516
면역원	인간 ATP5G1(P05496)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05496
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩