

Anti-Atp5G1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P05496

품목 번호: CM0002782



소개

Human ATP5G1(ATP synthase subunit c라고도 함)를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 권장되며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 미토콘드리아 생물에너지학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP5G1 Rabbit mAb
비고/별칭	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
종(Species)	Human (인간)
GeneID	516
면역원(Immunogen)	Human ATP5G1 (P05496)의 아미노산 57-136 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	P05496
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스백