

Wb, If/Icc, Elisa용 Atp5G2 토끼 다클론 항체 - Q06055

품목 번호: CM0020479

소개

인간 ATP5G2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 미토콘드리아 ATP 합성효소 연구 및 양성자 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP5G2 토끼 pAb
비고/별칭	ATP5A, ATP5G2
종	인간
유전자 ID (인간)	517
유전자 ID	517
면역원	인간 ATP5G2의 아미노산 50-150 영역에 해당하는 합성 펩타이드(NP_001002031.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q06055
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩