

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Atp5H 토끼 다클론 항체 - O75947

품목 번호: CM0028904



### 소개

ATP5H(ATP synthase peripheral stalk subunit d, O75947)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 미토콘드리아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ATP5H 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | ATPQ; APT5H; ATP5H                                            |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 10476                                                         |
| GeneID      | 10476                                                         |
| 면역원         | 인간 ATP5H의 아미노산 1-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006347.1). |
| 출처          | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                    |
| SWISS       | O75947                                                        |
| 단백질 무게      | 18kDa                                                         |
| 배송          | 아이스팩                                                          |