

Anti-Atp5I Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56385

품목 번호: CM0020709



소개

인간 ATP5I(ATP 합성효소 서브유닛 e)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 랫트와 교차반응. 미토콘드리아 및 ATP 합성효소 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP5I Rabbit pAb
비고/별칭	ATP5I; ATP5K
종	인간
GeneID (Human)	521
GeneID	521
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P56385
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백