


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp5J 폴리클로날 항체 - P18859

품목 번호: CM0026588



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 적용을 위한 고품질 ATP5J 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 ATP 합성효소 주변 스토크 서브유닛 F6을 인식하여 미토콘드리아 및 에너지 대사 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP5J Rabbit pAb
비고/별칭	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
종	인간
유전자 ID (인간)	522
유전자 ID	522
면역원	인간 ATP5J (NP_001676.2)의 아미노산 1-108에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18859
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백