

## Wb 및 Elisa용 항-Atp5J2 다클론 항체 - P56134

품목 번호: CM0019905



### 소개

인간 ATP5J2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 용도에 적합하며 마우스와 랫드에 교차 반응합니다. 미토콘드리아 ATP 합성효소 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 제품명     | ATP5J2 토끼 다클론 항체                                         |
| 비고/별칭   | ATP5J2, ATP5JL                                           |
| 종       | 인간                                                       |
| 유전자 ID  | 9551                                                     |
| 면역원     | 인간 ATP5J2의 아미노산 1-94에 해당하는 서열을 포함하는 합성 펩타이드(NP_004880.1) |
| 공급원     | 토끼                                                       |
| 분류      | 다클론 항체                                                   |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                |
| 교차 반응성  | 마우스, 랫드                                                  |
| SWISS   | P56134                                                   |
| 단백질 분자량 | 11kDa                                                    |
| 배송      | 아이스백                                                     |