

Anti-Atp5L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O75964

품목 번호: CM0026159



소개

인간 ATP5L (ATP 합성효소 막 소단위 g)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 ATP 합성효소 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ATP5L Rabbit pAb
비고/별칭	ATP5L; ATP5JG
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	10632
유전자 ID	10632
면역원	인간 ATP5L (NP_006467.4)의 아미노산 1-103에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75964
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백