

Wb, Elisa용 항Atp6 토끼 단일클론 항체 - P00848

품목 번호: CM0006710

소개

WB 및 ELISA용 ATP6(ATP 신타아제 서브유닛 a)에 대한 토끼 단일클론 항체. 미토콘드리아 ATP 신타아제의 핵심 양성자 채널 서브유닛인 인간 ATP6을 검출합니다. 대사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP6 토끼 mAb
비고/별칭	ATP6
종	마우스
유전자ID (인간)	4508
유전자ID	17705
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00848
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백