

Anti-Atp6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00848

품목 번호: CM0030522

소개

Western blot (WB), immunofluorescence (IF/ICC), immunohistochemistry (IHC-P) 및 ELISA용 ATP6 (ATP synthase F(0) complex subunit a, MT-ATP6라고도 함)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 ATP6를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6 Rabbit pAb
비고/별칭	MT-ATP6, MTATP6, ATPASE6
종(Species)	Mouse
Gene ID (Human)	4508
Gene ID (Mouse)	17705
면역원(Immunogen)	쥐 ATP6 (NP_904333.1)의 아미노산 127-226에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P00848
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백