


Wb, Elisa용 항Atp6Ap1 다클론 항체 - Q15904

품목 번호: CM0017529



소개

ATP6AP1(V-ATPase 서브유닛 S1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. 양성자 펌프 기능, 막 수송 및 세포내 철 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP6AP1 토끼 pAb
비고/별칭	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
종	인간
GeneID (인간)	537
GeneID	537
면역원	인간 ATP6AP1 (NP_001174.2)의 아미노산 90-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15904
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩