


웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), Elisa용 Anti-Atp6Ap1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q15904

품목 번호: CM0006821



소개

인간 ATP6AP1 (V-ATPase subunit S1, ~52 kDa)를 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차반응. 리소좀 산성화 및 막 수송 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP6AP1 Rabbit mAb
비고/별칭	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
종 특이성	인간
GeneID (Human)	537
GeneID	537
면역원	합성 펩타이드
항체원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15904
단백질 분자량	52kDa
배송 조건	아이스백