


Wb 및 Elisa용 Anti-Atp6V0C Rabbit Monoclonal Antibody - P27449

품목 번호: CM0004716



소개

인간 ATP6V0C(V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit c)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, Western blot 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 액포 산성화 및 리소좀 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V0C Rabbit mAb
비고/별칭	ATP6V0C; ATP6C; ATP6L; ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATPase H ⁺ transporting V0 subunit c
종	인간
유전자 ID (인간)	527
면역원	합성 펩타이드; 인간 ATP6V0C의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. (NP_001685.1)
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P27449
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백