


Anti-Atp6V0C 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P27449

품목 번호: CM0023098



소개

Western blot(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC) 및 ELISA 검증을 거친 Anti-ATP6V0C 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 액포형 ATPase 양성자 채널 기능 및 리소좀 산성화를 연구하는 데 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V0C 토끼 pAb
비고/별칭	ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATP6C; ATP6L; ATP6V0C
종	인간
GeneID (인간)	527
GeneID	527
면역원	합성 펩타이드: 인간 ATP6V0C의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001185498.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27449
단백질 무게	16kDa
배송	아이스팩