


Wb, Elisa용 Anti-Atp6V0D1 Rabbit Polyclonal Antibody - P61421

품목 번호: CM0031029



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ATP6V0D1 (V-ATPase 서브유닛 d1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 리소좀 산성화 및 mTORC1 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V0D1 Rabbit pAb
비고/별칭	P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD; ATP6V0D1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9114
GeneID	9114
면역원	인간 ATP6V0D1 (NP_004682.2)의 아미노산 1-351에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P61421
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백