


Wb 및 Elisa용 Anti-Atp6V1A 폴리클로날 항체 - P38606

품목 번호: CM0013720



소개

인간 ATP6V1A (V-ATPase 촉매 서브유닛 A)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. V-ATPase, 이온 수송 및 오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V1A Rabbit pAb
비고/별칭	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	523
GeneID	523
면역원	합성 펩타이드: 인간 ATP6V1A (NP_001681.2)의 아미노산 500-600 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P38606
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백