

Anti-Atp6V1B1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P15313

품목 번호: CM0030681

소개

인간 ATP6V1B1(V-ATPase subunit B1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 가집니다. 신장 산성화 및 난청 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP6V1B1 Rabbit pAb
비고/별칭	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
종	인간
유전자 ID (인간)	525
유전자 ID	525
면역원	인간 ATP6V1B1 (NP_001683.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15313
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백