


항-Atp6V1B2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P21281

품목 번호: CM0026824



소개

ATP6V1B2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 양성자 수송 및 리소좀 산성화에 필수적인 57 kDa 단백질인 인간, 마우스 및 래트 V-ATPase 서브유닛 B 뇌 아이소폼을 인식합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ATP6V1B2 토끼 pAb
비고/별칭	DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2
종	인간
유전자ID (인간)	526
유전자ID	526
면역원	재조합 단백질 인간 ATP6V1B2 (NP_001684.2)의 아미노산 262-511에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21281
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스백