


## Wb, Elisa용 항Atp6V1D 다클론 항체 - Q9Y5K8

품목 번호: CM0015206



### 소개

인간 ATP6V1D(V-ATPase 소단위 D)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 액포 산성화, mTORC1 신호전달 및 섬모 생물생성 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ATP6V1D 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | VATD; VMA8; ATP6M; ATP6V1D                                    |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 51382                                                         |
| 유전자 ID      | 51382                                                         |
| 면역원         | 인간 ATP6V1D(NP_057078.1)의 아미노산 1-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | Q9Y5K8                                                        |
| 단백질 분자량     | 28kDa                                                         |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                         |