

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Atp6V1G3 다클론 항체 - Q96Lb4

품목 번호: CM0016997

소개

CamelBio는 V-ATPase 서브유닛 G 3를 표적으로 하는 ATP6V1G3에 대한 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 마우스와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신장 산성화 및 이온 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP6V1G3 토끼 pAb
비고/별칭	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
종	인간
GeneID (인간)	127124
GeneID	127124
면역원	재조합 단백질; 인간 ATP6V1G3(NP_573569.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96LB4
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩