

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp7A 토끼 단일클론 항체 - Q04656

품목 번호: CM0008382



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA를 포함한 인간 샘플 적용에 대해 검증된 고품질의 ATP7A 토끼 단일클론 항체입니다. 구리 항상성, 멘케스병(Menkes disease) 및 단백질 운반 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP7A Rabbit mAb
비고/별칭	MK; MNK; DSMAX; SMAX3
종	Human
GeneID (Human)	538
GeneID	538
면역원	재조합 단백질 인간 ATP7A (NP_000043.4)의 아미노산 1-79에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q04656
단백질 크기	11-172 kDa
배송	아이스 팩