

Wb 및 Elisa용 Anti-Atp7A 토끼 다클로날 항체 - Q04656

품목 번호: CM0027360



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 anti-ATP7A 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 ATP7A를 검출하며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 나타냅니다. 구형 항상성, 멘케스병(Menkes disease), 및 신경 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP7A Rabbit pAb
비고/별칭	MK; MNK; DSMAX; SMAX3; ATP7A
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	538
유전자 ID	538
면역원	인간 ATP7A (NP_000043.4)의 아미노산 1-79에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	쥐 (Rat)
SWISS	Q04656
단백질 분자량	11-172 kDa
배송	아이스백