

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atp7B Rabbit Polyclonal Antibody - P35670

품목 번호: CM0029077



소개

인간 구리 수송 ATPase 2 (ATP7B)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 윌슨병 및 구리 항상성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ATP7B Rabbit pAb
비고/별칭	WD; PWD; WCI; WND; ATP7B
종	인간
GeneID (Human)	540
GeneID	540
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35670
단백질 분자량	157 kDa
배송	아이스백