

Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atp8 단일클론 항체 - P03928

품목 번호: CM0005264



소개

Western blot, IP, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 ATP8 토끼 단일클론 항체(P03928). 인간 및 쥐 ATP 합성효소 F(0) 복합체 소단위체 8과 반응하며, 분자량은 8 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP8 Rabbit mAb
비고/별칭	ATPase8; MTATP8; ATP8
종	인간
GeneID (인간)	4509
GeneID	4509
면역원	합성 펩타이드; 인간 ATP8 (YP_003024030.1)의 아미노산 1-68에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P03928
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백