


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atpb 마우스 단일클론 항체 - P06576

품목 번호: CM0006787



소개

인간 ATP5B에 대한 고품질 마우스 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. ATP 합성효소 베타 소단위체 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATPB Mouse mAb
비고/별칭	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	506
GeneID	506
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 ATPB에서 유래한 합성 펩타이드
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P06576
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)