


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atpif1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Uii2

품목 번호: CM0005362



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit monoclonal anti-ATPIF1 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 ATPIF1과 반응합니다. 미토콘드리아 기능, ATPase 억제 및 헴 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATPIF1 Rabbit mAb
비고 / 별칭	IP; ATPi; ATPiP; ATPiF1
종	인간
유전자 ID (인간)	93974
유전자 ID	93974
면역원	인간 ATPIF1 (NP_057395.1)의 아미노산 26-106에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UII2
단백질 무게	12kDa
배송	아이스백