


Anti-Atpif1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증) For Wb And Ip - Q9Uii2

품목 번호: CM0030942



소개

인간 ATPIF1에 대한 토끼 폴리클론항체로, 녹아웃(KO) 특이성에 대해 검증됨. WB, IP, IF/ICC, ELISA에 적합. 마우스와 교차반응. 미토콘드리아 ATPase 억제 및 헴 합성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] ATPIF1 Rabbit pAb
비고/별칭	IP; ATP1; ATPIP; ATPIF1; F1
종	인간
유전자 ID (인간)	93974
유전자 ID	93974
면역원	인간 ATPIF1의 아미노산 26-106 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_057395.1).
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UII2
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백