


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atr 폴리클로날 항체 - Q13535

품목 번호: CM0013514



소개

DNA 손상 체크포인트 신호 전달에 관여하는 ATR 키나아제를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합하며, 사람, 쥐, 랫트의 ATRTR (~301 kDa)을 검출합니다. 암 및 게놈 불안정성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATR Rabbit pAb
비고/별칭	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	545
GeneID	545
면역원(Immunogen)	사람 ATR (NP_001175.2)의 아미노산 400-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)