


Wb 및 Elisa용 Anti-Atr Rabbit Monoclonal Antibody - Q13535

품목 번호: CM0003527



소개

Western Blot 및 ELISA에서 검증된 ATR Rabbit Monoclonal Antibody로, 인간 및 마우스 ATR(301 kDa)을 인식합니다. DNA 손상 반응, 체크포인트 신호 전달, 핵막 무결성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATR Rabbit mAb
비고/별칭	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
종	인간
GeneID (Human)	545
GeneID	545
면역원	인간 ATR (NP_001175.2)의 아미노산 2100-2200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301kDa
배송	아이스백