


Wb, Elisa용 항-Atrip 다클론 항체 - Q8Wxe1

품목 번호: CM0027773



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용 가능한 인간 ATRIP(ATR 상호작용 단백질)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차 반응성이 있습니다. DNA 손실 체크포인트 신호 전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATRIP 토끼 pAb
비고/별칭	ATRIP
종	인간
유전자ID (인간)	84126
면역원	인간 ATRIP(NP_569055.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WXE1
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스팩