


Anti-Atrip Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wxe1

품목 번호: CM0028411



소개

인간 ATRIP(ATR-상호작용 단백질)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용에 적합합니다. DNA 손상 반응 연구의 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATRIP Rabbit pAb
비고/별칭	ATRIP
종	인간
GeneID (Human)	84126
GeneID	84126
면역원	인간 ATRIP (NP_569055.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WXE1
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백