


If-P 및 Elisa용 항-Atrx 토끼 다클론 항체 - P46100

품목 번호: CM0022444



소개

인간 ATRX에 대한 토끼 다클론 항체로, 면역형광(IF-P) 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐와 교차 반응하며, 크로마틴 재구성 및 텔로미어 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATRX 토끼 pAb
비고/별칭	JMS; XH2; XNP; MRX52; RAD54; RAD54L; ZNF-HX
종	인간
GeneID (인간)	546
GeneID	546
면역원	인간 ATRX (NP_000480.3)의 아미노산 2273-2413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P46100
단백질 분자량	283kDa
배송 방식	아이스 팩