


Wb, Elisa용 Anti-Atrx 토끼 다클론 항체 - P46100

품목 번호: CM0022010



소개

텔로미어 유지 및 전사 조절에 관여하는 염색질 리모델러인 인간 ATRX에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 ATRX와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATRX 토끼 pAb
비고/별칭	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
종	인간
유전자 ID (인간)	546
유전자 ID	546
면역원	인간 ATRX(NP_000480.3)의 아미노산 2100-2200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46100
단백질 분자량	283kDa
배송	아이스팩