

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atxn10 폴리클로날 항체 - Q9Ubb4

품목 번호: CM0028287

소개

웨스턴 블롯(Western blot), 면역형광법 및 ELISA용 ATXN10 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)과 교차 반응합니다. 척수소뇌성 운동실조증, 세포분열(cytokinesis), 및 신경세포 생존 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ATXN10 Rabbit pAb
비고/별칭	E46L; ATX10; SCA10; HUMEEP; ATXN10
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	25814
유전자 ID	25814
면역원(Immunogen)	인간 ATXN10 (NP_037368.1)의 아미노산 346-475에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	Q9UBB4
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백