


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atxn2 폴리클로날 항체 - Q99700

품목 번호: CM0022978



소개

인간 ATXN2 (Ataxin-2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 신경퇴행성 질환 및 EGFR 트래피킹 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATXN2 Rabbit pAb
비고/별칭	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
종	인간
유전자 ID (인간)	6311
유전자 ID	6311
면역원	합성 펩타이드 인간 ATXN2 (NP_002964.3)의 아미노산 1250-1331에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99700
단백질 분자량	140kDa
배송	아이스백