


## Wb 및 Elisa용 Anti-Auh 모노클로널 항체 - Q13825

품목 번호: CM0007050



### 소개

AUH Rabbit mAb (Q13825)는 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 류신 분해 및 RNA 결합 기능 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명            | AUH Rabbit mAb                                             |
| 비고/별칭          | AUH                                                        |
| 종              | Human                                                      |
| GeneID (Human) | 549                                                        |
| GeneID         | 549                                                        |
| 면역원            | 인간 AUH(NP_001689.1)의 아미노산 68-339에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원            | Rabbit                                                     |
| 카테고리           | 모노클로널 항체                                                   |
| 애플리케이션         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                             |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat                                          |
| SWISS          | Q13825                                                     |
| 단백질 분자량        | 36kDa                                                      |
| 배송             | 아이스백                                                       |