


Wb, Elisa용 항-Auh 토끼 다클론 항체 - Q13825

품목 번호: CM0026835



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-AUH 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 류신 분해 및 미토콘드리아 대사에 관여하는 메틸글루타코닐-CoA 수화효소를 표적으로 합니다. 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AUH 토끼 pAb
비고/별칭	AUH
종	인간
GeneID (인간)	549
GeneID	549
면역원	인간 AUH(NP_001689.1)의 아미노산 68-339에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13825
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스백