


웨스턴 블롯 및 Elisa용 항-Aurka 다클론 항체 - O14965

품목 번호: CM0018025



소개

본 토끼 다클론 항체는 주요 유사분열 키나아제인 인간 오로라 키나아제 A(AURKA)를 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 재조합 면역원(1-130 아미노산)을 사용하여 약 46 kDa 크기의 밴드를 검출합니다. 종양학 및 세포주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AURKA 토끼 pAb
비고/별칭	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
종	인간
GeneID (인간)	6790
면역원	재조합 단백질 / 인간 AURKA (NP_940837.1)의 아미노산 1-130번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14965
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스백