


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aurka 토끼 다클로날 항체 - O14965

품목 번호: CM0022433



소개

사람 AURKA (Aurora kinase A)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스와 교차 반응합니다. 세포 주기 조절 및 암 연구에 관여하는 주요 유사 분열 키나제입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AURKA Rabbit pAb
비고/별칭	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	6790
유전자 ID	6790
면역원	사람 AURKA (NP_003591.2)의 아미노산 301-403 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O14965
단백질 크기	46kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)