


Anti-Aurkc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqb9

품목 번호: CM0026852



소개

인간 AURKC(Aurora kinase C)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 염색체 승객 복합체 기능, 히스톤 H3 인산화 및 세포 분열 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AURKC Rabbit pAb
비고/별칭	AIE2; AIK3; ARK3; AurC; SPGF5; STK13; HEL-S-90; aurora-C; AURKC
종	인간
GeneID (인간)	6795
GeneID	6795
면역원	인간 AURKC (NP_001015878.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UQB9
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백