

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Aurora B 단일클론항체 - Q96Gd4

품목 번호: CM0008056



소개

인간 Aurora B에 대한 마우스 단일클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 세포 분열 및 유사분열 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

속성	값
제품명	Aurora B 마우스 mAb
비고/별칭	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
종	인간
GeneID (인간)	9212
GeneID	9212
면역원	재조합 단백질 인간 TLR4 (NP_004208.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	마우스
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96GD4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백