

Wb, If/Icc, Elisa용 Aurora B 토끼 단일클론 항체 - Q96Gd4

품목 번호: CM0002741



소개

인간 Aurora B (Q96GD4)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 유사 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Aurora B Rabbit mAb
비고/별칭	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9212
GeneID	9212
면역원	합성 펩타이드 인간 Aurora B (NP_004208.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96GD4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 백(Ice bag)