

Wb, Elisa용 오로라 B 토끼 다클론 항체 - Q96Gd4

품목 번호: CM0016246



소개

CamelBio는 오로라 B(AURKB)에 대한 토끼 다클론 항체를 제공하며, WB 및 ELISA에서 인간, 마우스, 쥐에 대한 반응성이 검증되었습니다. 유사분열 조절 및 염색체 수송체 복합체 기능 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	오로라 B 토끼 pAb
비고/별칭	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
종	인간
유전자 ID (인간)	9212
유전자 ID	9212
면역원	합성 펩타이드: 인간 오로라 B(NP_004208.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96GD4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩