

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Auts2 토끼 다클로날 항체 - Q8Wxx7

품목 번호: CM0020081

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, ELISA에 대해
검증된 AUTS2(autism susceptibility gene 2
protein)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간,
마우스 및 랫트 AUTS2를 검출합니다. 크로마틴
리모델링 및 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AUTS2 Rabbit pAb
비고/별칭	MRD26, FBRSL2, AUTS2
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	26053
면역원(Immunogen)	인간 AUTS2 (NP_001120703)의 아미노산 550-770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q8WXX7
단백질 분자량	139 kDa
배송(Shipping)	아이스팩