


Anti-Avil (Advillin) 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O75366

품목 번호: CM0019203



소개

인간 AVIL (Advillin)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 액틴 번들링, 신경 형태 발생, 섬모 생성 및 편모 돌기 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AVIL Rabbit pAb
비고/별칭	p92; DOC6; ADVIL; NPHS21; AVIL
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10677
GeneID	10677
면역원	인간 AVIL (NP_006567.3)의 아미노산 470-819에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O75366
단백질 크기	92kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)